

Izgled novog Accu Chek Active aparata je diskretniji, kao mobitel, što olakšava mjerenje u javnosti. Sam aparat je manjih dimenzija i ima veće brojeve na ekranu. Ima zvukovni signal koji označava kada pacijent treba staviti kap krvi i kada je rezultat gotov. Također zvukom javi ako je stavljeno premalo krvi da se u slijedećih 10-15 sekundi može dokapati još krvi na istu test traku.

Dolazi s točno namještenim datumom i vremenom tako da se svi rezultati automatski spremaju u memoriju s točnim datumom i vremenom (omogućava mlađima da provjere svojim starijima kada su bile niske ili eventualno visoke vrijednosti GUK-a ili roditelji djeci). Sama memorija je povećana, pamti 500 rezultata mjerenja. Od tih mjerenja aparat može računati prosjeke mjerenja zadnjih 7, 14, 30 pa čak i 90 dana.

Mogu se podesiti alarmi kako bi podsjetili pacijenta na mjerenje npr. 2h nakon jela. Ima izlaz za spojiti se na računalo da bi se prebacili podatci.

Najvažnije je da je potrošni materijal isti, što znači da su već postojeće trakice i iglice za Accu-Chek Active sistem, koje se nalaze na našem tržištu, kompatibilne i s ovom najnovijom generacijom Accu-Chek Active sistema. I drugo, upotreba je ista.

Važno je još napomenuti da u svim ljekarnama u Zračnoj luci Zagreb kao i cijele FBiH pacijenti mogu zamijeniti svoje stare aparate i drugih proizvođača za ovaj, najnoviji Accu-Chek Active aparat i to sasvim besplatno.

Svi postojeći i novi korisnici Accu Chek aparata, mogu se javiti na kontakt broj telefona predstavništva Roche-a u Sarajevu 033/712-690 ili na besplatni info telefon 0800 20 603 za bilo kakvu informaciju ili savjet o rukovanju s aparatom ili njegovom servisu.

pdf/A4_Active_BiH.pdf

